

# CPAP\* Quick Start Löwenstein Prisma



## De therapie starten

1. Breng het masker correct aan zoals de zorgverstrekker u getoond heeft. (zie foto's op zak van masker)
2. Druk op de START/STOP-knop in het midden van uw apparaat.
3. Midden in de nacht, als de druk te hoog is, kunt u deze verlagen door op de knop 

## De therapie stoppen

1. Druk op de START/STOP-knop in het midden van uw apparaat.
2. Zet uw masker af.
3. Het slaapproport op uw scherm geeft u een samenvatting van uw therapiesessie.

**MINIMUM 4u elke nacht gebruiken!**



\*Continuous Positive Airway Pressure





Masker

1

### Dagelijks

Wassen in lauw water  
met milde zeep

2

### Maandelijks

Hoofdband wassen  
(met de hand of in een  
netje in wasmachine  
max 30°C)



### Milde zeep:

Douchegel, shampoo,  
handzeep...  
Zonder alcohol of  
bleekwater!

1

### 1x per week

Zorg ervoor dat  
het zwarte filter  
schoon blijft door het  
eenmaal per week te  
controleren.

Filter

2

### 6 maandelijks

Vervangen van filter

3

### Allergiefilter (wit)

Elke maand vervangen  
(enkel gebruiken indien  
allergieën)

